

## **LT - TARTADROP**

Akių priežiūros kosmetikos tirpalas skirtas vėžlių patinusioms ir užkrėstomams (apsitraukusioms apnašomis) akims gydyti.

Naudojimas: 2-4 lašais antiseptinio tirpalo sudrėkinti vatos gumulėlij ir valyti vėžlio akis 6 kartus per dieną. Rekomenduojama vėžlių laikyti akvariume - terarium pakankamai gerame apšvietime ir 25°C-28°C temperatūroje.

Tirpalą laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

## **HR - TARTADROP**

Kozmetičke otopina za oči formulirana za liječenje kornjača otećenih i inficiranih (kraštastih naslaga) očiju. Upotreba: natopite lopticu vate antiseptičkom otopinom (2-4 kapi) i čistite kornjačine oči do 6 puta na dan. Preporuča se kornjaču držati u akvariju-terariju s dostatnim i prikladnim svjetlom (o izboru svjetla se posavjetujte s distributerom) na temperaturi 25°C-28°C. Držite proizvod dalje od dohvata djece.

## **SLO - TARTADROP**

Kozmetični raztopina za zdravljenje želv z otečenimi in vnetimi (obloga na očeh) očmi. Uporaba: pomočite bombažen kosem vate v antiseptično raztopino (2-4 kapljice) in očistite želvine oči do 6-krat dnevno. Priporočeno je, da je želva nameščena v akvariju-terariju z ustrezno in dobro osvetlitvijo ter na temperaturi od 25°C do 28°C. Izdelek hranite.

## **HU - TARTADROP**

Szemkezelő hajapolásoldat, duzzadt, fertőzött (kérgeles lerakódás) szemű teknősök kezeléséhez kialakítva. Használat: naponta hatszor tisztítsa meg a teknős szemét egy 2-4 csepp fertőtlenítő oldattal átitatott vattával. Javasolt a teknőst megfelelően világos, 25-28 C° hőmérsékletű terráriumban tartani. Gyermekkel elől elzárva tartandó!

## **PL - TARTADROP**

Kosmetyczny środek dla żółwi z zakażeniami (zasklepionie), bądź spuchniętymi oczami. Sposób użycia: nanieś na kulke waty środek (2-4 kropli) i przetrzycz oczy żółwia do sześciu razy dziennie. Zalecane jest aby trzymać żółwia w terrarium z dobrym oświetleniem i temperaturą w granicach 25°C-28°C. Trzymać z dala od dzieci.

## **TR - TARTADROP**

Su kaplumbağaları için hazırlanmış antiseptik solüsyondur. Enfeksiyonlu ve sışmiş yada kapanmış gözlerin tedavisinde kullanılır. Pamuçun üzerine 2-4 damla antiseptik solüsyondan damlatın ve kaplumbağanızın gözünü bununla temizleyiniz. Günde 6 defa tekrarlayın. Tedavi sırasında tavsiye edilen su sıcaklığı 25°C ile 28°C dir. Ve iyi aydınlatılmış bir ortamda olmalıdır. Çocuklardan uzak tutunuz.

## **CZ - TARTADROP**

Kosmetické roztoky k ošetření očí želv postižených otoky a infekcí (s výskytem ztvrdlých usazenin). Použití: 2 – 4 kapky roztoku nechte vsáknout do vatové tyčinky a očistěte želvě oči. Opakujte až 6x denně. Je doporučováno držet želvu v akváriu – teráriu s dostatečným a kvalitním osvětlením a v teplotě v rozmezí 25°C-28°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

## **TW - TARTADROP**

博達克烏龜眼疾治療劑  
針對烏龜眼疾, 所引發的敗血症治療劑。當烏龜眼睛遭受感染, 而發紅, 浮腫, 先用一棉花球, 吸收2~4滴此劑, 擦拭烏龜之眼睛, 一天6次。建議: 治療期間, 溫度控制在攝氏25度~28度, 光線需充足。禁孩童拿取。

義大利製

總代理 : 高承貿易有限公司

## **KOR - TARTADROP**

거북이 안구용 소독제로서 눈이 부풀어 오르거나 감염된(피각질의 축적) 부분을 치료하기 위한 소독제입니다.  
사용법: 면으로 된 솜 뭉치에 소독제를 적셔서 (2-4 방울) 거북이의 눈을 하루에 6회까지 닦아 주십시오. 거북이는 조명이 충분하고 온도가 25-28도 사이가 되는 수조에서 키울 것을 권장합니다. 주의사항: 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



**PRODAC**  
**International**  
Providing Aquatic Solutions  
Via P. Nicolini, 22  
Cittadella (Pd) Italy  
Tel. 049-597.16.77  
Fax 049-597.11.13  
e-mail: info@prodac.it  
http://www.prodac.it

## **I - TARTADROP**

Soluzione cosmetica per la pulizia degli occhi delle tartarughe con palpebre gonfie e incrostate.

Uso: pulire gli occhi della tartaruga con del cotone imbevuto del liquido (2-4 gocce) fino a 6 volte al giorno. Si raccomanda di tenere la tartaruga in acquario-terriero con una temperatura di 25°C-28°C e con una buona illuminazione. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

## **GB - TARTADROP**

Eye-cosmetic solution formulated for treating turtles with swollen and crusted eyes. Use: soak a cotton wool ball with the solution (2-4 drops) and clean turtle's eyes up to 6 times per day. It is recommended that the turtle is kept in an aquarium-terrarium with sufficient and good lighting and at a temperature of 25°C-28°C. Keep product out of reach of children.

## **E - TARTADROP**

Solución cosmética para limpiar los ojos de las tortugas que presentan párpados inchados y con crostas. Uso: limpiar los ojos de la tortuga con un algodón embebido en el

líquido (2-4 gotas) hasta 6 veces por día. Es aconsejable tener la tortuga en acuario-terriario con una temperatura de 25°C-28°C y con una buena iluminación. Tener el producto lejos del alcance de los niños.

#### P - TARTADROP

Solução de cosméticos para a limpeza dos olhos das tartarugas que se apresentem inchados e com crostas. Uso: Embeber um algodão com a solução (2-4 gotas), limpe os olhos da tartaruga até 6 vezes por dia. Recomenda-se que mantenha a tartaruga num Terrário/Aquário com uma temperatura entre 25°C-28°C e com boa iluminação. Mantenha o produto afastado das crianças.

#### F - TARTADROP

Solution cosmétique pour le nettoyage des yeux de tortues aux paupières gonflées et blanchâtres. Usage: nettoyer les yeux de la tortue avec de la ouate imbibée de liquide (2-4 gouttes) jusqu'à 6 fois par jour. Il est recommandé de tenir la tortue en aquarium-terrarium à une température de 25°C-28°C, d'éviter les courants d'air et d'avoir un éclairage adapté. Conserver le produit hors de portée des enfants.

#### D - TARTADROP

Kosmetischelösung für die Reinigung geschwollener oder verkrusteter Lider bei Schildkröten. Anwendung: etwas Watte mit der Lösung befeuchten (2-4 Tropfen) und die Augen der Schildkröte bis zu 6-mal täglich vorsichtig reinigen.

Wichtig: die Schildkröten sollte in einem gut beleuchteten Aquarium/Terrarium bei einer Temperatur zwischen 25°C und 28°C gehalten werden. Produkt für Kinder unerreichbar aufzubewahren.

#### NL - TARTADROP

Cosmetische oplossing om de ogen van schildpadden schoon te maken als deze dik en vuil zijn.  
Toepassing: de ogen van de schildpad schoonmaken met een watje en 2 tot 4 druppels van de vloeistof aanbrengen op de ogen, maximaal 6 keer per dag.  
Wij raden aan de schildpad in een aquarium-terrarium te houden met een temperatuur van 25°C-28°C met voldoende verlichting. Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

#### DK - TARTADROP

Kosmetisk oplosning til rensning af øjne på skildpadder med opsvulmede og snavesede øjenlåg. Brug: rengør skildpaddens øjne med vat vædet i oplosningen (2-4 dråber) indtil 6 gange om dagen. Det tilrådes at skildpadden holdes i et akvarium-terrarium ved en temperatur på 25°C-28°C og med en god belysning. Produktet opbevares utilgængeligt for børn.

#### S - TARTADROP

Kosmetisk lösning för att rengöra ögonen på sköldpaddor med svullna ögonlock som klistrats igen. Användning: rengör sköldpaddans ögon med en bomullsstuss som fuktats med väskan (2-4 droppar) upp till 6 gånger om dagen.

Vi rekommenderar dig att låta sköldpadden vara i ett akvarium-terrarium som håller en temperatur på 25°C-28°C och med en tillräcklig belysning. Håll produkten utom räckhåll för barn.

#### N - TARTADROP

Kosmetisk løsning for å rense skilpadders øyne, når disse er hovne og dekket med puss.  
Bruk: Dypp en bomullsdott i væsken (2-4 dråper) og rens skilpaddens øyne opp til 6 ganger daglig. Hold skilpadden i et akvarium -terrarium med en temperatur på 25-28 grader celsius, og med god belysning.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.

#### FIN - TARTADROP

Kosmeettinen liuos kilpikköiden  
Kosmeettinen liuos kilpikköiden turvonneiden ja rähmäisten silmien pesuun. Käytöä ja annostelu:  
Puhdista kilpikkönan silmät nesteesseen kastellutta pumplulla (2-4 tippaa) enintään 6 kertaa päivässä. On suositeltavaa pitää kilpikkönaa hyvin valaistussa akvaario-terraariossa 25°C-28°C lämpötilassa. Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta.

#### RUS - TARTADROP

Косметический раствор для чистки глаз черепах с вздутыми и залипшими веками. Способ применения: чистить глаза черепах смоченной в жидкости (2-4 капли) ватой до 6 раза в день. Рекомендуется держать черепах в аквариуме-террариуме при температуре в 25°C-28°C

и хорошем освещении.

Условия хранения: Хранить при температуре от -15 до +25°C, относительной влажности воздуха не более 85% Годен до и номер партии: см. на упаковке. Произведено за 36 месяцев до окончания срока годности.

Продукт не пригоден для использования в косметических и медицинских целях человеком. Держать препарат в недоступном для детей месте. Производитель: PRO.D.AC.

INTERNATIONAL SRL Via P. Nicolini, 22-35013 Cittadella (PD), Italy / ПРО.Д.АК. ИНТЕРНЭШНЛ СРЛ, Виа Пи Николини, 22 - 35013, Цитаделла (ПД), Италия  
Импортер и продавец: ООО «Базис», Россия, 123308, г. Москва, 2/1 Силикатный пр., д.9, стр.5, тел.: +7(495)775-84-26



#### GR - TARTADROP

Καλλυντικά διάλυμα για τον καθαρισμό των ματιών των χελουνών με προσμένα και με κρούστα βλέφαρα. Χρήση: καθαρίστε με βαμβάκι ποτισμένο με το διάλυμα (2-4 σταγόνες) μέχρι και 6 φορές την ημέρα. Συνίσταται να έχετε την χελώνας σας σε ενυδρείο-κλουβί με μία θερμοκρασία ίση με 25°C-28°C και με καλό φωτισμό. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.